



## IMPORTACIONES MEDIBÁSCULAS ZOMAC S.A.S

NIT: 901.561.138-2

RESPONSABLE DE IVA

304 1301189 - 5897853

CRA 45D #60 -72, MEDELLIN COLOMBIA

<b>EQUIPO</b>	BASCULA INTELIGENTE CON BLUETOOTH BP200
<b>FOTO DEL EQUIPO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Báscula con bluetooth fabricada en vidrio templado, ideal para llevar control de peso en casa o en consultorios. Capacidad máxima de 180 kg. División escala: 100 g. Precisión: <math>\pm 500</math> g. Pantalla LCD de 80*39 mm. Permite medir: Peso, IMC, Agua% , Grasas%, obesidad %, músculos kg, huesos, grasa visceral, proteínas%, metabolismo y edad del cuerpo. Se vincula al celular mediante a la APP llamada OKOK-internacional. Funciona con dos pilas AAA incluidas en el paquete.</p>



## IMPORTACIONES MEDIBÁSCULAS ZOMAC S.A.S

NIT: 901.561.138-2

RESPONSABLE DE IVA

304 1301189 - 5897853

CRA 45D #60 -72, MEDELLIN COLOMBIA

<b>Capacidad</b>	180 kg
<b>División de escala</b>	100g / 0,2 lb
<b>Unidades</b>	Kg / lb /ST
<b>Voltaje</b>	4,5V
<b>Baterias</b>	AAA X 2
<b>Bateria baja</b>	"Lo" en el display y se apaga
<b>Corriente</b>	≤25mA
<b>Indicacion de sobrecarga</b>	Mayor a 2,5kg, total 182,5 kg. "Err" en el display
<b>Temperatura de trabajo</b>	5 ~ 35°C
<b>Temperatura de Almacenamiento</b>	-10°C ~ 60°C
<b>Humedad en el ambiente</b>	≤90%RH
<b>Accesorios</b>	2pilas AAA y manual de instrucciones