



## IMPORTACIONES MEDIBÁSCULAS ZOMAC S.A.S

NIT: 901.561.138-2


RESPONSABLE DE IVA

304 1301189 - 5897853

CRA 45D #60 -72, MEDELLIN COLOMBIA

<b>EQUIPO</b>	BALANZA DE PRECISIÓN BP-1200
<b>FOTO DEL EQUIPO</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<p>Capacidad 1200g, División escala: 0,01g. Precisión: 0,02 g. Diámetro del plato: 130 mm. Doble Pantalla LED. Función cuentapiezas, TARE y calibración. Funciona con batería recargable 6V / 1,3 Ah y cuenta con puerto RS-232 para concertar al computador.</p>
<b>GARANTÍA</b>	1 año

# GALERIA DE FOTOS




Cabina cortavientos removible



Conexión al PC por puerto RS232



Pantalla LED trasera



Burbuja de estabilidad

