



IMPORTACIONES MEDIBÁSCULAS ZOMAC S.A.S

NIT: 901.561.138-2


RESPONSABLE DE IVA

304 1301189 - 5897853

CRA 45D #60 -72, MEDELLIN COLOMBIA

EQUIPO	BALANZA DE PRECISIÓN BP-2200
FOTO DEL EQUIPO	
DESCRIPCIÓN	<p>Capacidad 2200g, División escala: 0,01g. Precisión: 0,02 g. Diámetro del plato: 130 mm. Doble Pantalla LED. Función cuentapiezas, TARE y calibración. Funciona con batería recargable 6V / 1,3 Ah y cuenta con puerto RS-232 para concertar al computador.</p>
GARANTÍA	1 año

GALERIA DE FOTOS



Cabina cortavientos removible



Conexión al PC por puerto RS232



Pantalla LED trasera

Burbuja de estabilidad

