



IMPORTACIONES MEDIBÁSCULAS ZOMAC S.A.S

NIT: 901.561.138-2


RESPONSABLE DE IVA

304 1301189 - 5897853

CRA 45D #60 -72, MEDELLIN COLOMBIA

EQUIPO	BALANZA ANALÍTICA - SZ-BR2
FOTO DEL EQUIPO	
DESCRIPCIÓN	<p>Capacidad: 600g División escala: 0,2g Precisión CLASE III. Carcasa en ABS de alta durabilidad y resistencia, Pantalla LCD de gran tamaño con luz blanca. Conexión a PC mediante puerto RS-2323. Función cuentapizas de alta precisión. Dimensiones del equipo: 29x24,5x18cm. Diámetro de la bandeja: 115mm</p>
GARANTÍA	1 año por defectos de fabricación.

GALERIA DE FOTOS



Mas detalles:



GALERIA DE FOTOS



GALERIA DE FOTOS

